



Equipos
para clínicas

BIOZERAM
Go together, go further

Equipos clínica

Desarrollamos tecnología que se adapta de manera rápida, precisa y fácil a tus necesidades y de tus clientes.



Descubre más sobre nuestra gama de equipos para clínicas escaneando el QR

O si lo prefieres, contacta con nosotros para resolver cualquier duda o recibir asesoramiento.



Una experiencia sin igual. Precisa, fácil de usar y con servicio técnico de alta calidad



Soluciones personalizadas para mejorar el rendimiento de tu sistema CAD/CAM



Asesoramiento por parte de un equipo multidisciplinar que te guiará en la elección de tu sistema CAD/CAM de última generación

BIOZERAM
Go together, go further

Escaneado intraoral e facial

Shining

AoralScan-2

Impulsa tu odontología digital



Características & beneficios

AoraScan-2 está pensado para la rehabilitación de implantes y casos de ortodoncia, y ofrece una experiencia de usuario fluida para la odontología en el consultorio o en una sociedad de odontólogos y laboratorios.



AoralScan-3

Shining

Alta velocidad de escaneo



Características & beneficios

AoraScan-3 cuenta con un 58% más de campo de visión de escañero que AoralScan-2, un nuevo diseño más pequeño y ligero (240g) y una velocidad escaneo muy superior a su predecesor AoralScan-2 gracias a sus novedosos 18fps.



Carestream

CS 3600

Exploración de alta resolución



Características & beneficios

Descubre un nivel nuevo de exploración intraoral con el escáner intraoral CS 3600 y el software CS ScanFlow.

- > Precisión comprobada
- > Archivos de formato abierto
- > Funciones de flujo de trabajo ilimitadas
- > Opciones de procesamiento ampliadas
- > Exportación con un solo clic
- > Funciones de pantalla táctil
- > Con un nuevo flujo de trabajo completamente abierto y funciones avanzadas, las posibilidades son infinitas



Usabilidad y navegación intuitiva

La interfaz de usuario simplificada se ha diseñado específicamente para la navegación táctil, lo que le permite disfrutar de una interacción más directa e intuitiva con el software.



Avalado por la experiencia

Desde su lanzamiento en 2016, el rendimiento de CS 3600 ha sido confirmado continuamente por estudios clínicos internacionales de terceros sobre implantología oral y distinción final.



Carestream

CS 3700

Descubre el significado de
comodidad y funcionalidad



Carestream
DENTAL | CS 3700



Características e beneficios

El escáner CS 3700 te ofrece una experiencia de exploración de alto rendimiento que te permite alcanzar cualquier objetivo que te propongas.



Cómodo y seguro

Dispone de una correa de mano opcional que establece una conexión segura entre el usuario y el escáner y evita daños resultantes de caídas.



Múltiples funcionalidades

El software CS ScanFlow de uso sencillo te permite:

- > Acceder a cualquier indicación desde una única exploración
- > Disfrutar de un procesamiento un 60 % más rápido
- > Limpiar la retícula
- > Eliminar los brackets
- > Preparar la base de impresión
- > Enviar el modelo digital a un laboratorio o tercero con un solo click

Escáner facial

Freedom F

¡Sonría y escanea!



Características e beneficios

El escáner facial FREEDOM F permite escanear el rostro de un paciente e ilustrarlo en datos 3D al instante.

Un dispositivo pequeño del tamaño de una mano se combina con una tablet para escanear la cara del paciente de forma rápida y para obtener datos faciales 3D de alta precisión.





Fresadoras

Accesorios

Formación y soporte clínica

Un equipo multidisciplinar de ingenieros y técnicos te proporciona la tranquilidad total de utilizar nuestros productos.



Descubre más sobre nuestra gama de equipos para clínicas escaneando el QR

O si lo prefieres, contacta con nosotros para resolver cualquier duda o recibir asesoramiento.



La formación fortalece. Queremos aproximarte a un contenido práctico, de relevancia clínica y de alta calidad



Sácale el máximo rendimiento a tus recursos



Simplifica tus protocolos.

BIOZERAM

Go together, go further

BIOZERAM

BIOZERAM

Dónde estamos

C/ Canelones, 25 – local 1

08917 Badalona

Barcelona – Spain

Tel.: 935 139 052

Escríbenos

comercial@biozeram.com

Nuestra web

www.biozeram.com

Síguenos

Fb > [@biozeram](#)

Ig > [@biozeram](#)

In > [BioZeram](#)